


DRTECH



**Flat Panel Inalámbrico - Digitalizador
EVS3643W - 14X17**

Línea: Radiología / Flat Panel

DRTECH

DRTECH

Flat Panel detector EVS3643W

El EVS-3643W es un detector Flat Panel con una calidad de imagen superior. Tiene una interfaz fácil de usar que admite funciones de pantalla táctil y presenta un procesamiento rápido con una calidad de imagen superior. El EVS-3643W tiene la característica de resistencia al agua [IPX4], lluvia repentina u otros contaminantes que pueden afectar el rendimiento del detector en aplicaciones móviles. Ofrece un rendimiento confiable en cualquier entorno y situaciones inesperadas.

Características


- Tamaño real para impresión
- Reenvío/reimpresión de imagen
- GUI táctil fácil de usar
- Optimización automática de imágenes
- Gestión de colas de envío/impresión
- Procesamiento de imágenes con algoritmos específicos para exámenes
- Funciones personalizadas y varios temas Usuario
- Completamente compatible con DICOM 3.0: MWL, Send, Print, MPPS, etc.
- Edite la información existente del paciente/busque pacientes por nombre, ID, número de acceso, código de barras, etc.

DRTECH

Flat Panel detector EVS3643W

Características

- Funciones útiles: Recorte automático, Supresión automática de cuadrícula, Etiquetado automático, Rotación automática, Rotación libre, Diseño múltiple, etc.
- Excelente calidad de imagen con CSL depositado directamente
- Máxima nitidez de imagen con TRUVIEW ART
- Actualización instantánea a sistema de rayos X móvil digital
- Alta resistencia al impacto y la vibración
- Cuadrícula fija de bajo precio (120 líneas/tinch)
- Delgado, inalámbrico, duradero, portátil
- Diseño de una sola pieza para una mayor estabilidad
- Máxima portabilidad con asa ergonómica
- Peso ligero de solo 2,98 kg con diseño robusto
- Impermeable para una mayor confiabilidad [IPX4]



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS


MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

DRTECH

DRTECH

Flat Panel detector EVS3643W



MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

DRTECH

DRTECH

Flat Panel detector EVS3643W



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

DRTECH

DRTECH

Flat Panel detector EVS3643W



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



DRTECH

DRTECH

Flat Panel detector EVS3643W

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tipo de detector	Direct deposition CsI or Gadox
Dimensiones (mm)	386(H) x 460(V) x 14.5(D)
Peso (con batería)	2.98kg
Área activa	358 X 430mm
Tamaño de pixel	140 μ m
Resolución	2560 x 3072 pixeles
A/D Conversión (Escala de grises)	14/16 bit
Voltaje de entrada	DC 12V, 5A
Tipo de comunicación	Giga Ethernet / IEEE 802.11n (5 GHz)
X-ray I/F	Lossless AED / Sync Trigger
Tiempo de adquisición de la imagen	Cableado: 4.5s Inalámbrico: 6s
Consumo de energía	12W máximo





[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 215 8250



56 2674 0020 | 777 388 4289
55 1680 8851 | 777 533 5037