


FLAT PANEL 1417 WCC



Línea: Radiología / Flat Panel

FLAT PANEL 1417 WCC

El Flat Pane 1417WCC/WGC es el paso óptimo hacia una solución digital con un nuevo diseño ergonómico. El 1417WCC/WGC le permite aumentar la productividad con un diseño duradero resistente al agua IPX6 capaz de soportar 300 kg y una solución Wi-Fi 802.11 ac que resulta en un mejor rendimiento de pacientes en su hospital.

- Bordes redondos.
- Delgado y ligero.
- Resistente al agua (IPX6)
- Capacidad de almacenamiento 200 imagenes.
- Funcionalidad en el envío de imagenes.
- Disparo automático.



Magnífica calidad de imagen.

El nivel alto del factor DQE (Detector Quantum Efficiency - alta eficiencia cuántica del detector) ofrece una excelente calidad de imagen utilizando una dosis baja para el paciente.

Sistema OLED de alta visibilidad

Ventana iluminada y brillante OLED que indica al usuario el estado del detector de los paneles.

Durabilidad

La carga máxima soportada es de 660 lb 300 kg aprox fabricado con una estructura uniforme de magnesio y fibra de carbono resistente a golpes, vibraciones y rayones.

Ligero y rápido

Peso del panel 1.7 Kg. En menos de dos segundos se obtiene la vista previa de la imagen de interés.


Diseño ergonómico

Los bordes redondos y la superficie antideslizante facilitan su uso y manipulación por toda la mesa para cualquier tipo de examen, incluyendo imágenes pediátricas y neonatales.

Resistente al agua (IPX6)

Resistente a la mayoría de los derrames de agua más comunes dentro de un hospital, también útil en aplicaciones al aire libre.

FLAT PANEL 1417 WCC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

rayence

FLAT PANEL 1417 WCC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

rayence

FLAT PANEL 1417 WCC

Especificaciones

CARACTERISTICAS	
Tipo de Centellador	CsI:TI
Peso	2.9 kg
Área total de pixeles	30.5 X 42.7 cm
Dimensiones	45.97cm x 38.35cm x 1.52cm
Tamaño de píxel	140µm
Tiempo de uso	Duracion de la batería: Aprox. 4hrs
Matriz Efectiva de Pixeles	2500 X 3052
Conversión A/D	14 / 16 bits
Rango de Energía	40 - 150 kVp

Estación de trabajo

CARACERISTICAS	
Tipo	Laptop Desktop
Software	Flugel V1 Vetview
Tiempo de visualizacion	Vista previa: ≤ 2 segundos
Resolucion	2.5 - 3.57 lp/mm



 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369