


FLAT PANEL 1717 SCV



Línea: Radiología / Flat Panel

FLAT PANEL 1717 SCV

El panel 1717SCV le permite experimentar la verdadera tecnología de imágenes digitales de panel plano sin modificar la bandeja Bucky del casete existente. Su grosor de 15 mm permite actualizar fácilmente los sistemas existentes que utilizan película o CR.

Características.

Fácil sincronización.

Dosis baja.

Sin integración de hardware.

Utiliza la bandeja de cassette existente.

Software de activación automática.

Tiempo mínimo de instalación.

Aplicaciones.

Radiografía general.

Quiropráctica.

Ortopédica.

Veterinaria.

Rendimiento excepcional

Alta resolución 140µm.

Fácil sincronización (AED Detección automática de exposición).

Las imágenes pueden ser adquiridas con alta sensibilidad sin pérdida de radiación.

No se necesita una conexión eléctrica a un generador.

Únicamente se necesitan unos segundos para adquirir imagen minimizando tiempo de exposición y dosis.

Tiempo de visualización de la vista previa de la imagen se reduce a 15 segundos.

FLAT PANEL 1717 SCV

Diseño optimizado.

Tamaño de los paneles 17x17 (espesor de 15 mm).

Campo de visión completo con espacio no funcional reducido (43 cm x 43 cm).

Peso ligero (4.0 kg)

Conexión sencilla.

Cable fácil de conectar.

Fácil reemplazo con productos básicos.

Especificaciones ambientales en operación

5° - 35°C; 30°C - 75% RH (Sin condensación)

Especificaciones ambientales en almacenamiento y transporte

-10° - 50°C; 10 - 80% RH (Sin condensación)



FLAT PANEL 1717 SCV



FLAT PANEL 1717 SCV



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

rayence

FLAT PANEL 1717 SCV



FLAT PANEL 1717 SCV

Especificaciones

CARACTERISTICAS	
Tipo de Centellador	CsI:TI
Peso	4 kg
Área total de pixeles	3072 X 3072
Dimensiones	460cm x 460 x 15.6mm
Tamaño de píxel	140µm
Tiempo de uso	Consumo de energía: Norm 13.5w
Conectividad	Gigabit Ethernet
Conversión A/D	14 / 16 bits
Rango de Energía	40 - 150 kVp
Resolución	Max 3.57 lp/mm

Estación de trabajo

CARACERISTICAS	
Tipo	Laptop Desktop
Software	Flugel V1 Vetview
Tiempo de visualizacion	Vista previa: ≤ 5 segundos
Resolucion	3.57 lp/mm



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369