


GENOSS

PTCA Balloon Catheter



Catéter Globo PTCA

Línea: Intervencionismo Vascular

GENOSS
For Patients & Doctors

GENOSS

PTCA Balloon Catheter

PTCA Catéter de GLOBO

Recubrimiento hidrofílico

- Este recubrimiento proporciona una gran trazabilidad y capacidad de cruce.

Globo de 3 pliegues especialmente diseñado

- Tiene un excelente rendimiento de re envoltura para una capacidad de re cruzamiento superior.

Perfil de cumplimiento

- El inflado preciso del globo está asegurado por una presión controlada con propiedades de bajo cumplimiento.

Punta pequeña y flexible


- La punta cruzada suave y cónica facilita el cruce de lesiones difíciles.

Gran capacidad de empuje y rastreabilidad

- Estos están garantizados por el hipo tubo de revestimiento de PTFE combinado con biselado largo.

Amplia selección

- Tiene una amplia gama de tamaño de globo.
- Longitud: 10 - 35 mm, Diámetro: 1.50 - 4.00 mm (incluyendo cuartos de tamaño).



GENOSS

PTCA Balloon Catheter



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors

GENOSS


PTCA Balloon Catheter

Especificación


Eje distal	2.7F(0.92mm)
Eje proximal	2.0Fr(0.68mm)
Perfil de entrada de la lesión	0.017"(0.43mm)
Presión nominal	7 ATM(1.50mm) , 8 ATM(2.00mm~4.00mm)
Presión de explosión nominal	15 ATM(1.50mm), 16 ATM(2.00mm - 3.50mm) , 14 ATM(3.75mm~4.00mm)
Material del globo	Balón semi dócil
Plegado de globos	Plegable en 3
Mín. identificación del catéter guía	5Fr(0.056")
Máx. alambre guía OD	0.014"(0.36mm)
Tipo de catéter	Intercambio rápido
Longitud utilizable	1450mm
Duración	3 años desde la fecha de esterilización

Casos clínicos

Caso 1



Pre




Pos

GENOSS


PTCA Balloon Catheter

Casos clínicos

Caso 2




Pre




Pos

Caso 3




Pre



Pos

Caso 4



Pre




Pos


GENOSS

PTCA Balloon Catheter

Después de volver a plegar el perfil




GENOSS PTCA
2.5 x 15 (mm)



Compañía A
2.5 x 15 (mm)

Rastreabilidad





linkedin.com/company/medikrom/



pinterest.com/medikrom



facebook.com/medikrom



instagram.com/medikrom10



youtube.com/@Medikrom



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369