


Extractor™

Aspiration Catheter



Extractor | Catéter de aspiración

Línea: Intervencionismo Vascular

GENOSS
For Patients & Doctors

Extractor™

Aspiración Catéter

Dispositivo de intervención vascular.

Alto rendimiento de la capacidad de aspiración.

Extrae uniformemente a través de grandes diámetros de luz.

Recubrimiento hidrofílico.

Este revestimiento mejora la capacidad de seguimiento y la navegación fluida en anatomías tortuosas.

Longitudes de trabajo duales.

Tiene una longitud de trabajo estándar de 140 cm y una longitud de trabajo de 150 cm.

Marcadores de profundidad útiles.


Estos marcadores se colocan a 90 cm, 100 cm, 110 cm de la punta distal para medir la profundidad.

Cesta de filtro.

El tamaño del filtro permite el filtrado de sangre a alta velocidad.

Extractor™

Aspiración Catéter



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors

Extractor™

Aspiración Catéter

Especificación

Eje distal	6Fr(1.00mm), 7Fr(1.20mm), 8Fr(1.35mm)
Eje proximal	6Fr(1.10mm), 7Fr(1.30mm), 8Fr(1.50mm)
Área de extracción	6Fr(0.78mm ²), 7Fr(1.13mm ²), 8Fr(1.43mm ²)
Máx. alambre guía OD	0.014"(0.36mm)
Tipo de catéter	Intercambio rápido
Longitud utilizable	6, 7Fr(1,400mm), 8Fr(1,500mm)
Recubrimiento hidrofílico	400mm
Duración	3 años desde la fecha de esterilización

Área de extracción.

6 Fr



0.78mm²

7 Fr



1.13mm²

8 Fr




1.43mm²

Extractor™

Aspiración Catéter

Dimensiones.



Paquete.



Llave de paso de 1 vía/Línea de extensión.



Jeringa de bloqueo




Cesta de filtro 180µm

Accesorios.



Jeringa de bloqueo



Cesta de filtro 180µm

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



GENOSS
For Patients & Doctors




 linkedin.com/company/medikrom/


 pinterest.com/medikrom

 facebook.com/medikrom

 instagram.com/medikrom10

 youtube.com/@Medikrom

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369