

GENOSS™

PTA Balloon Catheter



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



Catéter Balón PTA OTW

Línea: Intervencionismo Vascular

GENOSS
For Patients & Doctors

PTA Balloon Catheter

Catéter Balón PTA OTW

Extremo de ajuste justo a la guía de 0,035".

Gran capacidad de seguimiento con punta cónica suave.


Desinflado rápido por gran diámetro de lumen.

Datos técnicos

Diseño de catéter	Sobre el cable
Recubrimiento de globos	Hidrófilo
Perfil del eje	5Fr(1.78mm) / 6Fr(1.98mm)
Longitudes de catéter	50 / 80 / 130cm
Compatibilidad de la vaina introductora	6Fr-7Fr
Compatibilidad con guía	0.035*(0.89mm)


Tiempo de desinflado rápido

Desinflado (3 veces)
(Ø7.0x40mm)



GENOSS™

PTA Balloon Catheter



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors

GENOSS™

PTA Balloon Catheter

Punta final de ajuste exacto

0.035" cable guía

GENOSS
NP:12 atm




Compañía A
NP:8 atm




Compañía B
NP:6 atm



Forma de globo
(Ø6.0x120mm)



GENOSS



Compañía A



Compañía B



Compañía C

Tabla de cumplimiento

* Longitud globo



Funda recomendada 6Fr

Funda recomendada 7Fr

Presión		Longitud Globo (mm)								
ATM	MPa	4mm	5mm	6mm	7mm ≤ 80mm*	7mm ≤ 100mm*	8mm	9mm	10mm	12mm
9	0.91	-	-	-	-	-	-	-	9.95	11.92
10	1.01	-	-	-	-	-	-	8.94	10.05	12.04
11	1.11	3.97	4.96	5.93	6.96	6.92	7.94	9.01	10.18	12.11
12	1.22	4.05	5.01	6.00	7.02	7.01	7.99	9.07	10.25	12.23
13	1.32	4.11	5.04	6.10	7.07	7.09	8.05	9.15	10.31	12.27
14	1.42	4.14	5.10	6.20	7.12	7.16	8.11	9.21	10.38	12.32
15	1.52	4.16	5.13	6.28	7.17	7.23	8.15	9.26	10.48	12.35
16	1.62	4.21	5.15	6.36	7.23	7.30	8.19	9.32	-	-
17	1.72	4.27	5.17	6.44	7.27	7.35	8.23	9.39	-	-
18	1.82	4.33	5.18	6.54	7.31	-	8.28	-	-	-
19	1.92	4.39	5.20	6.63	7.37	-	8.31	-	-	-
20	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-




 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369