




SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

GENOSS™

Y-Connector Hemostasis Valve



Válvula de Hemostasia

Línea: Intervencionismo Vascular

GENOSS
For Patients & Doctors

GENOSS™

Y-Connector Hemostasis Valve

Dispositivo de intervención vascular - Válvula de hemostasia con conector Y

Diseño.

Esta diseñado para introducir y retirar fácilmente los dispositivos médicos.

Tecnología de doble válvula.

Esta tecnología minimiza la pérdida de líquidos durante los procedimientos de diagnóstico e intervención.

Ángulo optimizado del brazo lateral.

Tiene un ángulo de brazo lateral optimizado para facilitar su uso.

GYC-A

- Diseño ergonómico
- lúmenes compatibles 10Fr
- Tecnología de doble válvula
- Tipo clic para abrir y cerrar la válvula
- Material del cuerpo: policarbonato
- Esterilización: ETO

GYC-B

- Diseño ergonómico
- lúmenes compatibles 7.4Fr
- Tecnología de doble válvula
- Tipo clic para abrir y cerrar la válvula
- Material del cuerpo: policarbonato
- Esterilización: ETO

Accesorios

- Aguja introductora 20G
- Dispositivo de torsión



MEDIKROM S.A. DE C.V.


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors


GENOSS™

Y-Connector Hemostasis Valve

GYC-A



GYC-A



Accesorios



- Aguja introductora 20G
- Dispositivo de par

Información de orden

Modelo	Aguja	Dispositivo de par
GYC-A20	20G	✓
GYC-B20	20G	✓



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369