



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



HEALTH LINE

MEDICAL PRODUCTS



SYNERGY CT PICC
Catéter Central de Inserción Periférica
1 Lumen | 2 Lúmenes | 3 Lúmenes



HEALTH LINE
MEDICAL PRODUCTS

SYNERGY CT PICC

Catéter central de inserción periférica, CT PICC fabricado de Triniflex para la administración de soluciones parenterales. Diseñado para la administración de citostáticos, NPT y medio de contraste a 5 ml/segundo (325 psi).

SYNERGY CT PICC™ ofrece la facilidad y eficacia del acceso PICC con inyectabilidad eléctrica, creando una SINERGIA de opciones de terapia intravenosa para los profesionales de la salud.

Características.

- Disponible en 1 lumen, 2 lúmenes y 3 lúmenes
- Velocidades máximas de inyección: permite la inyección de medios de contraste a velocidades de hasta 5 ml/s para exploraciones CECT.
- Monitoreo de PVC: SYNERGY CT PICC (PICC de potencia) están indicados para monitorear la presión de la vena central.
- Construcción de poliuretano: la tecnología de conicidad inversa ayuda a reducir el sangrado posterior a la inserción mientras mantiene la radiopacidad y la comodidad del paciente.
- Bandejas y componentes estandarizados: las bandejas están organizadas con componentes familiares de la industria para la seguridad del médico y pasos de procedimiento fáciles de usar; incluidas vainas desprendibles, agujas de seguridad ecogénicas y alambres guía de primera calidad.
- Centro de perfil bajo: permite una mayor comodidad del paciente y una fácil sujeción.

SYNERGY CT PICC

Kit estéril de barrera máxima.

- Material ordenado con base a la secuencia de uso durante el procedimiento de instalación de catéter.
- Cuenta con todo el material para la instalación del catéter PICC en un solo kit.
- Material estéril, desechable y de un solo uso.
- No requieres material adicional para la instalación del PICC.
- Ropa quirúrgica hecha con material no tejido de polipropileno.
- Guantes libres de látex, polvo y aceleradores químicos.
- Gel hidrosoluble que no irrita la piel ni daña el transductor.
- Pinzas de disección tipo vascular de acero inoxidable grado médico.
- Tijera nueva con filo para hacer un corte uniforme del catéter.
- Jeringa adecuada para infiltrar la anestesia local.
- Jeringas de 20 y 10 ml para el cebado y lavado del catéter.
- Kit esterilizado con óxido de etileno.
- Kit estéril de barrera máxima diseñado específicamente para SYNERGY™ CT PICC.
- 1 kit estéril por cada catéter SYNERGY™ CT PICC Health Line.

SYNERGY CT PICC

Ventajas.

1. CALIDAD: Ayuda a estandarizar el proceso de instalación de catéter PICC.
2. SEGURIDAD: La inserción del DAV es un momento crítico, ya que se puede colonizar el catéter si no se cuenta con las barreras máximas.
3. TIEMPO: Reduce en un 95% los tiempos de espera para la colocación de un PICC, gracias a que el kit estéril de barrera máxima ya contiene todo el material necesario.
4. GASTO: Reduce gastos adicionales al hospital, ya que el kit estéril de barrera máxima está incluido con la adquisición del catéter PICC.



SYNERGY CT PICC | 1 Lumen



SYNERGY CT PICC | 2 Lúmenes



SYNERGY CT PICC | 3 Lúmenes



SYNERGY CT PICC

UNILUMEN	MEDIDA DE CAMISA PELABLE	CLAVE CB
A14-03160 3FRX60CM.	3.5FRX10CM PTFE Tearaway	
A14-04160 4FRX60CM.	4.5FRX10CM PTFE Tearaway	060.172.0493
A14-05160 5FRX60CM.	5.5FRX10CM PTFE Tearaway	060.172.0501



BILUMEN	MEDIDA DE CAMISA PELABLE	CLAVE CB
A14-04260 4FRX60CM	4.4FR10CM PTFE Teraway	
A14-05260 5FRX60CM.	5.5FRX10CM PTFE Tearaway	060.172.0519
A14-06260 6FRX60CM.	6.5FRX10CM PTFE Tearaway	060.172.0535



TRILUMEN	MEDIDA DE CAMISA PELABLE	CLAVE CB
A14-06360 6FRX60CM	6.5FRX10CM PTFE Tearaway	060.172.0543





[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369