



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

TUNIS

Power Injectable PICC



Catéter Central De Inserción Periférica
(PICC - Peripherally Inserted Central Catheter)

Línea: Intervencionismo Vascular

GENOSS
For Patients & Doctors



Power Injectable PICC

Unis™ PICC es un catéter en forma de tubo con material de poliuretano. Este producto se inserta en el vaso sanguíneo de un paciente y se usa para la infusión de medicamentos y fluidos, la extracción de sangre y la transfusión a través de conectores. Se inserta a través de la fosa ante cubital o parte superior del brazo del vaso sanguíneo periférico, y se inserta lentamente a través del introductor hasta ubicarlo en la vena cava superior, y el extremo del catéter que se inserta en el paciente se ubica en el centro de la vena cava superior, entregando terapias parenterales directamente al sistema venoso central. Es un catéter de múltiples lúmenes con hasta tres lúmenes incompatibles y tiene capacidad radiopaca para facilitar el posicionamiento en fluoroscopia. Además, Unis™ PICC comprende un total de ocho tipos de accesorios, incluido el kit de funciones.

Uso

El catéter PICC Unis™ está indicado para acceso periférico a corto o largo plazo al sistema venoso central para terapia intravenosa, inyección eléctrica de medios de contraste y permite el control de la presión venosa central. Para muestras de sangre, infusión o terapia, use un catéter de 4 French o más grande. La velocidad de infusión máxima recomendada es de 5 ml/seg para la inyección mecánica de medios de contraste.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851


GENOSS
For Patients & Doctors



Power Injectable PICC

Lumen de inyección manual

Recogida de sangre
inyección de fármaco



Lumen inyectable de potencia

Inyección CT (6ml/s Max)

Lumen de inyección manual

Recogida de sangre
inyección de fármaco

- Mayor comodidad para el paciente con materiales altamente flexibles.
- Inserción a corto plazo en el vaso sanguíneo del paciente para la inyección de medicamentos y la extracción de sangre.
- Tubo de inyección de medicamentos ancho para una tasa de flujo alta.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors

Single



Dual



Triple






Power Injectable PICC

Tamaño de Lumen Grande


5Fr Single-lumen



5Fr Dual-lumen



6Fr Triple-lumen



Características

- Gran diámetro de luz
- Diseño cónico inverso
- Fácil identificación
- Funda desplegable
- Sistema de embudo fácil de enhebrar
- Sistema de bloqueo patentado



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors



Power Injectable PICC

COMPARACIÓN TASA DE FLUJO

Lumen	Tamaño Catéter (fr)	Tasa de flujo de gravedad (ml/h)				Tasa de flujo máximo (ml/s)	
Single	5	Unis		B Co.		Unis	B Co.
Dual	5	1,312		1,185		5	5
Triple	6	660		578			
		17G	1,369	17G	1,163	6	
		19G	463	19G	275		

Información Modelos

Modelo	Diámetro exterior tamaño francés	Lúmenes	Tamaño del calibre Diámetro interior	Longitud del catéter	Caudal máximo (con contraste calentado)	Volumen de cebado	Longitud del cable guía
GP-5SIR	5Fr	Uno	18	55cm	5ml/seg	<0,67 ml	120cm
GP-5DIR		2	18/18			<0,8 ml	
GP-6TIR	6Fr	3	17/19/19		6ml/seg	< 1,0 ml	
GP-5SIR70	5Fr	Uno	18		5ml/seg	<0,67 ml	70cm
GP-5DIR70		2	18/18			<0,8 ml	
GP-6TIR70	6Fr	3	17/19/19		6ml/seg	< 1,0 ml	



Power Injectable PICC

Accesorios

1. Vaina de despegue

Sistema de embudo fácil de enhebrar

Sistema de bloqueo patentado






Power Injectable PICC


Accesorios

2. Mejor guía radiopaca

2 tipos de longitud (70/120cm)



Mejora de la radiopacidad






Power Injectable PICC

Accesorios

2. Mejor guía radiopaca

Marcador para identificación de longitud

Cm	20	25	30	35	40	45
ID	● ●	●	● ● ●	●	● ● ● ●	●



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors



Power Injectable PICC

Accesorios

3. Aguja de mayor visibilidad



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors




Power Injectable PICC

Accesorios

3. Aguja de mayor visibilidad



Método de bola de masa
Mejora de la visibilidad



GENOSS
For Patients & Doctors

Empresa
A

Empresa
B

Empresa
C



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

GENOSS
For Patients & Doctors



-  [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)
-  [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)
-  [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)
-  [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)
-  [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)
-  777 388 4289