



## Jeringa Antmed 100101 para inyector CT single ImaStar, compatible con Bayer Medrad MCT Plus Vistron y CT Envision CT

kit de paquete estándar viene con tubos de conexión de presión en espiral y dispositivos de llenado.

- 1 jeringa de 200 ml
- 1 Tubo de conexión de baja presión en espiral de 150 cm
- 1 tubo de llenado rápido

Antmed Antmed 100101	
Volumen	200 ml.
Vida útil	3 años
Certificados	FDA (510 kJ), CE0123, ISO 13485 y MDSAP
Sin DEHP, no tóxico, apirógeno	
Esterilizado con ETO y de un solo uso	