



Jeringa Antmed 100107 para inyector CT Dual ImaStar

Jeringa Antmed 100107 para inyector CT Dual ImaStar. Nuestro kit de paquete estándar viene con tubos de conexión de presión en espiral y dispositivos de llenado.

- 2 jeringas de 200 ml
- 1 Tubo de conexión en Y CT de baja presión en espiral de 150 cm con 2 válvulas de retención.
- 2 picos largos.

Antmed 100107	
Volumen	200 ml.
Vida útil	3 años
Certificados	FDA (510 kJ), CE0123, ISO 13485 y MDSAP
Sin DEHP, no tóxico, apirógeno	
Esterilizado con ETO y de un solo uso	