

Consumibles | Inyectores MC



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores

Multi Patient AVA 500 MPAT MEDRAD® Avanta

Kit compuesto por jeringa multi paciente con capacidad de 150 ml, sistema de inyección multi paciente para la administración de fluidos. Reutilizable hasta por 5 pacientes (en un solo día).

Jeringa

Jeringa 150 ml.

Conector roscado.

Sistema inyección

- Cuentagotas cónicos - 2 uds.
- Adaptador Luer - 4 uds.
- Adaptador con protección Luer con válvula de retención de alta presión.
- Válvula de cierre de tres posiciones.
- Tubo espiral 19" diagonal: 0,160".
- Diámetro del tubo de 9,8": 0,162".
- Diámetro del tubo de 13": 0,160".
- Diámetro del tubo de 6,25": 0,160".
- Diámetro del tubo de 25": 0,172".
- Diámetro del tubo de 3,95": 0,160".
- Aguja sin válvula de aire.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Multi Patient AVA 500 MPAT MEDRAD® Avanta



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® AVA 500 MPAT
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CT Multipack Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369