

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores



AVA 500 SPAT ANGIO para inyector MEDRAD® Avanta

Equipo desechable para el sistema de administración de fluido, estéril y desechable. Diseñado específicamente para su uso en el entorno de la angiografía por rayos X. Manejan medios de contraste intravasculares radiopacos y varios volúmenes y flujos de agentes de lavado para su uso en procedimientos angiográficos intervencionistas y de diagnóstico realizados en cardiología, radiología y cirugía vascular. Dispositivo desechable para conectar el catéter angiográfico al dispositivo inyector multi paciente. El equipo estéril desechable para un solo paciente (AVA 500 SPAT Angio) está diseñado para usarse cuando no se necesita un transductor acoplable por el usuario. Utilícelo únicamente con el sistema de inyección de gestión de fluidos Avanta de Medrad.

- Tubo 46" diámetro: 0.110".
- Diámetro del tubo de 7": 0,145".
- Diámetro del tubo de 46": 0,145".
- Adaptador Luer - 3 uds.
- Clips - 2 uds.:
- Conector T-Y.
- Adaptador giratorio.
- Válvula de cierre.

INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT ANGIO MEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare




SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



AVA 500 SPAT ANGIO para inyector MEDRAD® Avanta



INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT ANGIO MEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare




SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851





 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369