

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores



Tubo Extensión Dual, LA ZY5152

Tubo de extensión con conector en T para sistema de inyección CT MEDRAD Salient D. Estéril desechable con un conector en T a un contenedor de polímero desechable estéril para sustancias radiopacas a un sistema de inyección.

Unidades de terminación: tubería de presión con conector en T.

Longitud del tubo: 150 cm.

Diámetro del tubo interior: $0,060 \pm 0,002$ pulgadas

Diámetro del tubo exterior: $0,100 \pm 0,002$ pulgadas

Material del conector y del tubo: PVC

Presión máxima de diseño, no menos de 300 psi

Tasa límite de inyección de agente de contraste, no menos de 10,0 ml/s.

Vida útil a partir de la fecha de esterilización, no menos de 4 años

Esterilización, fábrica (óxido de etileno)

Envasado individual, estéril.




MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tubo Extensión Dual, LA ZY5152



INFORMACIÓN

FABRICANTE:

Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369