

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®


Línea: Consumibles Inyectores



Kit Mark VII Arterion 150 ML ART 700 SYR

Jeringa angiográfica Medrad® Twist & Go™ ART 700 SYR de alta presión desechables de 150 ml para el sistema de inyección Medrad Mark VII 7 Arterion.

- La jeringa desechable Medrad® Twist & Go™ también se configura con una sola mano, para una conexión rápida y simplificada del tubo.
- Las diversas longitudes de tubería del conector de alta presión (HPCT) permiten flexibilidad en la colocación y configuración del inyector.
- Estéril y desechable.
- 100% de ajuste
- OEM aceptado
- Esterilización con gas
- Libre de látex
- Presión máxima de 350psi
- Un solo uso



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit Mark VII Arterion 150 ML ART 700 SYR



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Twist & Go™
USAR CON	Medrad® Mark 7 Arterion
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369