

# Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



**medRAD®**

Línea: Consumibles Inyectores



## Hand Controller AVA 500 HC

El AVA 500 HC es un controlador de múltiples pacientes (hasta 5 pacientes cuando se enfunda) y un dispositivo de un solo uso (1 paciente cuando está desenvainado) para el sistema de inyección de fluido Medrad® Avanta™. El controlador de mano receptivo permite un mayor control de flujo (en comparación con la inyección de mano) pero con la sensación de una jeringa de mano. Proporciona un mayor control sobre el volumen total entregado al permitir que el médico ajuste el suministro de contraste durante la inyección y controle el volumen total administrado al paciente.



### INFORMACIÓN

<b>MARCA</b>	Medrad® Avanta Multi-Patient Hand Controller
<b>USAR CON:</b>	Medrad® Avanta Fluid Management Injection System
<b>FABRICANTE:</b>	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

### MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



# Hand Controller AVA 500 HC



## INFORMACIÓN

<b>MARCA</b>	Medrad® Avanta Multi-Patient Hand Controller
<b>USAR CON:</b>	Medrad® Avanta Fluid Management Injection System
<b>FABRICANTE:</b>	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

### MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369