

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores



AVA 500 SPAT L para inyector MEDRAD® Avanta

Equipo desechable para el sistema de administración de fluido, compatible con transductor, estéril y desechable. Diseñado para manejar medios de contraste intravasculares radiopacos y varios volúmenes y flujos de agentes de lavado para su uso en procedimientos angiográficos intervencionistas y de diagnóstico realizados en cardiología, radiología y cirugía vascular. Dispositivo desechable para conectar el catéter angiográfico al dispositivo inyector multi paciente. Utilícelo únicamente con el sistema de inyección de gestión de fluidos Avanta de Medrad.

Tubo 59" diámetro: 0.110".

Diámetro del tubo de 7": 0,145".

Diámetro del tubo de 59": 0,145".


Adaptador Luer - 3 uds.

Clips - 2 uds.

Válvula de aislamiento de presión con puerto hemodinámico.

Adaptador giratorio.


Válvula de cierre.



INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT LMEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare

AVA 500 SPAT L para inyector MEDRAD® Avanta



INFORMACIÓN

MARCA	AVA 500 SPAT LMEDRAD®
USAR CON:	Medrad® Avanta
FABRICANTE:	Bayer Healthcare



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369