

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores



Jeringa Tri Pack 200 ML CTP-200-FLS

Jeringa de carga frontal de 200 ml con tubo de llenado rápido y tubo de paciente de 60" para usar con los sistemas de inyección Medrad Vistron CT, Medrad EnVision CT y Medrad MCT Plus, 50/caja de Bayer Healthcare CTP200FLS

Se utiliza para inyectores de medios de contraste CT para administrar el medicamento (agentes de contraste y solución salina normal de NaCl), mejorar las imágenes de escaneo y facilitar a los médicos la observación y localización de lesiones con mayor precisión.

Características

- OEM aceptado
- Esterilización con gas EO
- Látex Libre
- Presión máxima de 350 psi
- De un solo uso

Certificación

- CEISO 13485
- FDA-EE.UU.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



HJeringa Tri Pack 200 ML CTP-200-FLS



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Stellant®
USAR CON	Medrad Vistron CT, Medrad EnVision CT y Medrad MCT Plus
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CTP Single Syringe Kit
VOLUMEN	200 mL



MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369