



## Kit Jeringa 150 ML QFT 150-FT-Q

Jeringa estéril desechable de 150 ml de alta presión de alta calidad para inyectores de contraste Medrad Mark V, Mark V plus y Mark V provis, aplicable en los exámenes en laboratorios de cateterismo y angiografía, suites de radiología, centros de imágenes por tomografía computarizada y resonancia magnética, centros oncológicos, centros de salud para mujeres y más.

- Desconexión rápida, mayor visualización y mantenimiento reducido del inyector
- Reducción de la exposición a patógenos transmitidos por la sangre.
- Conexión con una mano de tubería de baja presión
- Entrega eficiente de contraste con diseño de cuello corto

### Aplicación

Se utiliza para inyectores de medios de contraste DSA/angiografía para administrar el medicamento (agentes de contraste y solución salina normal de NaCl), mejorar las imágenes escaneadas y facilitar que los médicos observen y ubiquen las lesiones con mayor precisión.

### Características

- OEM aceptado
- Esterilización con gas EO
- Látex Libre
- Presión máxima de 350 psi
- De un solo uso

### Certificaciones

- CE
- ISO 13485
- FDA-US

# Kit Jeringa 150 ML QFT 150-FT-Q



## INFORMACIÓN

<b>MARCA</b>	Medrad®
<b>USAR CON</b>	Medrad Mark V, Mark V plus y Mark V provis
<b>FABRICANTE</b>	Bayer Healthcare
<b>APLICACIÓN</b>	Syringe



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

### MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369