


Kit de jeringas para Sistemas de Inyección SSQK 65 / 115VS Bayer Medrad Spectris Solaris EP MR

Juego de jeringas desechable para el inyector Spectris Solaris de Resonancia Magnética, utilizado para los inyectores de medio de contraste de RMN para administrar el medicamento (agentes de contraste y solución salina Normal de NaCl), mejorar las imágenes de exploración, y facilitar a los médicos para observar y localizar lesiones con mayor precisión.

- 1-65ml&1-115ml Jeringas MR
- 1-Tubo en espiral en T de 2500 mm con una válvula de retención
- 1-Pico Grande de solución Salina, 1-Pico de Contraste Pequeño
- Estéril y desechable.
- 100% de ajuste
- OEM aceptado
- Esterilización con gas
- Libre de látex
- Presión máxima de 350psi
- Un solo uso



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Kit de jeringas para Sistemas de Inyección SSQK 65 / 115VS Bayer Medrad Spectris Solaris EP MR



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Spectris Solaris® EP
USAR CON	Medrad® Spectris Solaris® series MR injection systems
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CT Dual Syringe Kit
LONGITUD DEL TUBO	96 Inch Low Pressure T-Tubing with Check Valve
VOLUMEN	65 ml / 115 ml




SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851





 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369