

Consumibles | Inyectores MC



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



medrad®

Línea: Consumibles Inyectores



Jeringa Tri Pack SSS-CTP-QFT

Kit de jeringa individual CT Medrad® Stellant® Tubo de baja presión de 60 pulgadas 200 ml
Para usar con el sistema de inyección Medrad® Stellant® Sx CT

- Método de llenado: tubo de llenado rápido.
- Conexión y desconexión rápida y sin alineación: ahorra tiempo y admite técnicas asépticas.
- Sistema automático de detección del émbolo - detecta y reacciona al estado de la jeringa: precargada, vacía o extraída.
- Émbolo sin pie: garantiza la alineación correcta del pistón-émbolo en todo momento.
- El cilindro ultratransparente permite una fácil detección de burbujas de aire.
- El indicador patentado Medrad® FluiDot® permite a los operadores detectar rápidamente la presencia de líquido.
- El tubo de cebado captura el desbordamiento de líquido para minimizar el goteo y la suciedad durante el cebado.
- Los conjuntos de transferencia mejoran económicamente la eficiencia de carga de fluidos.
- Complemento sugerido: Conjunto de transferencia de válvula de hisopo (SVTS).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Jeringa Tri Pack SSS-CTP-QFT



INFORMACIÓN

MARCA	Medrad® Stellant®
USAR CON	Medrad® Stellant® Sx CT Injection System
FABRICANTE	Bayer Healthcare
APLICACIÓN	CTP Single Syringe Kit
VOLUMEN	200 mL




SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851





 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369