



Cubre Bocas tri capa

Línea: Material de curación



Cubre bocas desechable tri capa.


Cuenta con tres pliegues para adaptarse al molde de la cara y permita cubrir nariz y boca, clip de ajuste nasal, tri capa y repelente a polvo y fluidos.

- Tri capa.
- No irrita.
- Anti polvo.
- Repelente a fluidos.
- Clip nasal.
- Cubre nariz y boca.
- No desprende pelusa.





Cubre bocas desechable tri capa.



CARACTERISTICA	
Capa exterior	Tela no tejida anti aderente (25 GSM Hilado PP).
Capa intermedia	Filtro de tela no tejida soplada en fusión (Meltblown 95% - 99% BFE).
Capa interior	Tela no tejida anti aderente (25 GSM Hilado PP).
Dimensiones	Largo 17.5cm Ancho 9.5cm
Esterilizado	No esterilizado
Ajuste nasal	~9.7-10.0 cm largo
Elásticos por oreja	18 cm por lado.



MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851






 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369