



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

# GEMSS

## HEALTHCARE



RX - XVET500

Línea: Radiología / Rayos X

**GEMSS**  
HEALTHCARE

## XVET-500 Sala de rayos X Veterinaria | Gran potencia | diseño compacto

### Potente y práctico.

El generador de alta frecuencia de 32 kW ofrece una exposición óptima mediante la combinación de kV, mA y mAs, logrando la técnica adecuada con baja dosis. La interfaz intuitiva se combina con la potencia del tubo de rayos X, proporcionando un rendimiento excepcional.

### Eficiente.

La mesa flotante cuenta con movimientos en 4 direcciones para facilitar el posicionamiento de los animales.

### Compacto y conveniente.


El sistema de rayos X tiene un diseño compacto que permite su instalación y uso en espacios pequeños. Es compatible con la modalidad de radiografía digital (DR), lo que lo hace adecuado tanto para aplicaciones convencionales como digitales.



XVET-500 Sala de rayos X Veterinaria | Gran potencia | diseño compacto



XVET-500 Sala de rayos X Veterinaria | Gran potencia | diseño compacto




### XVET-500 Sala de rayos X Veterinaria | Gran potencia | diseño compacto

#### Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Potencia máxima de salida	32 kW
Rango kV	10-125 kV
Rango mA	10-400 mA
Rango mAs	0.1-630 mAs
Punto focal	1.0 mm / 2.00 mm
Ángulo del objetivo	16°
Memoria de estudios anatómicos	216 APR
Voltaje de alimentación	220-240 V





 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 215 8250

 777 388 4289 | 56 2674 0020  
777 533 5037 | 55 1680 8851