

POSKOM
Imaging Innovation



MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



UNIDAD DE RAYOS X POSKOM PXP-40HF

Línea: Radiología / Rayos X

POSKOM
Imaging Innovation



PXP-40HF ofrece mucha penetración para imágenes de hombros, cuello e incluso columna cervical, así como un buen contraste en todas las imágenes radiográficas. Por lo tanto, PXP-40HF es la unidad de rayos X portátil perfecta y excelente para el médico de animales pequeños, grandes y mixtos.

Es una unidad de rayos X portátil compacta, ultraligera y potente. Está diseñada especialmente para los profesionales de campo veterinarios, así como para uso en interiores en clínicas médicas y hospitales. Para obtener la más alta calidad de imagen que sea rentable y fácil de usar, el PXP-40 HF cuenta con un rango KVP de 40-100 KVP, mA variable de 16 mA a 35 mA y su peso ultraligero es de menos de 12.25kg.

- Su tecnología permite tener un sistema calibrado y de excelente calidad, por lo que no se tiene que preocupar por placas mal tomadas por técnicas erróneas.
- El sistema POSKOM PXP-40HF cumple con todas las regulaciones nacionales e internacionales como FDA, CE, SSA, etc. por lo que puede ser usado cumpliendo con la normatividad vigente (SSA, COFEPRIS).
- Puede tomar placas de gran calidad gracias a su generador de alta frecuencia
- Ligero y fácil de transportar
- Sistema calibrado y de excelente calidad
- Equipado con nuevas funciones de control remoto de pantalla plana táctil y pantalla digital
- Lectura del LED / pantalla del interruptor de inversión
- Escala para la cinta de medición SID
- Construido en colimador de halógeno y puntero láser

Usos

- Médicos veterinarios
- Interiores de clínicas médicas y hospitales

POSKOM

Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



POSKOM

Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



POSKOM

Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



POSKOM

Imaging Innovation



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



POSKOM
Imaging Innovation

SALIDA

Tube vol./current	100kV/35mA
Voltage range	40-100kV, 1kV step
mAs range	0.4-100mAs, 25 steps
Max. output	2.4kW@80kV

TUBO RAYOS X

Application	Toshiba D-124
Focal spot	1.2mm
HU capacity	20kHU
Cooling rate	250HU/sec

COLIMADOR

Min. light field	5cm×5cm @1m SID
Max. light field	35cm×35cm @65cm SID
Lamp	50 watt halogen lamp
Auto timer	30 sec
SID scale length	2 m
Laser pointer	Built-in with laser beam

PODER

Input	110/220 VAC
Frequency/phase	50/60Hz, single phase
Voltage compensation	±10%

PANEL DE CONTROL


Detalles


7-segment LED read-out reversible, Hand switch remote | control function | Digital LED display : mAs & KV | Remote control software & PROM | Programmable pre-set technique | Data storage & store button | LED indicator : ready & exp. wait

PESO

KG

12.8kg





 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369