

# SIUI



RX Portátil SR-8100

Línea: Radiología / Rayos X

# SIUI


## RX Portátil SR-8100

Es un equipo de Rayos X integrado con generador de alto voltaje, tubo de Rayos X TOSHIBA colimador y batería.

Su alta calidad de imagen a bajas dosis y portabilidad permiten su uso en gran variedad de aplicaciones, y la imagen se puede obtener a través de diversos dispositivos como lo son el Flat Panel ( el CR o la película convencional).

### Características

- Flexómetro de 2m. y Láser de posicionamiento rápido de 1m. : Facilita a los usuarios establecer la técnica radiológica correcta (SID).
- Panel táctil de 7" : Exposición a través de técnicas preestablecidas y editables (APR).
- Batería recargable. : Con capacidad de realizar 300 exposiciones por carga.
- Peso de 12Kg. : Diseño compacto, fácil de transportar.
- Colimador manual
- Tecnología de control remoto. : Permite realizar tomas a distancia para mayor seguridad del operador y el paciente.
- Emisión. : La emisión de radiación es muy baja, menor a 0.1 mSv, haciéndolo uno de los productos más seguros en el mercado.





# SIUI

RX Portátil SR-8100



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

**MEDIKROM S.A. DE C.V.**

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
[www.medikrom.mx](http://www.medikrom.mx) | [ventas@medikrom.mx](mailto:ventas@medikrom.mx)  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

# SIUI

# SIUI

RX Portátil SR-8100



**MEDIKROM S.A. DE C.V.**

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

# SIUI



### Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Voltaje máximo de tubo	100kV
Rango ajustable	50 mAs
Tamaño de foco	0.6 mm / 1.8 mm
Rango de mA	25mA
Salida de potencia	2 kW



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369