

myvet table X500



Línea: Radiología / Rayos X

Powered by **OSKO**

myvet imaging™

myvet table X500

MyVet table X500 es un sistema de mesa de rayos X compacto e integrado. El X500, con un espacio de trabajo diminuto, una mesa flotante de 4 vías y un detector de panel plano de yoduro de cesio de 17 x 17 pulgadas, presenta al veterinario un potente sistema de rayos X digital para todos sus requisitos de imágenes.

Un robusto soporte de tubo montado directamente en la mesa que alberga el generador ofrece la solución que ahorra más espacio para cualquier entorno clínico. Los bloqueos activados por resorte liberan silenciosamente la mesa flotante de cuatro direcciones que ayuda a calmar a los animales mientras se colocan sobre la mesa.

- Potente generador de 32kW.
- Detector Csl 17"x17 Csl.
- Mesa flotante de 4 vías, que facilita el posicionamiento del animal.
- Diseño compacto para optimizar su colocación.
- Panel con interfaz intuitiva con el usuario
- Hasta 10 min. iluminación del colimador
- Mesa flotante de 4 posiciones para facilitar el posicionamiento de los animales
- Diseño compacto para optimizar la colocación
- Panel de interfaz de usuario intuitivo con un panel de control de pantalla táctil
- Fácil instalación y servicio del generador (bandeja deslizante)



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

Powered by  OSKO

 myvet imaging™

myvet table X500

Potente y práctico

El generador de alta frecuencia de 32 kW garantiza exposiciones utilizando dosis más bajas mediante técnicas de exposición eficientes, seleccionando el mA máximo en función de los valores kVp y mAs Su tubo de rayos X de ánodo giratorio y puntos focales duales proporciona una calidad de imagen excelente para un diagnóstico confiable.

Integrado y eficiente

El soporte robusto del tubo montado directamente en la mesa junto con el generador ofrece una solución práctica en el ahorro de espacio para cualquier entorno clínico Las cerraduras activadas por resorte liberan gradualmente la mesa flotante de cuatro vías y evitar que los animales se alteren con el ruido mientras se colocan sobre la mesa.

Compacto y cómodo

El X 500 utiliza un detector de panel plano Csl de 17 x 17 pulgadas que proporciona al veterinario un sistema de rayos X digital compacto y potente para todo tipo de necesidades en imágenes diagnósticas.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

Powered by **OSKO**

myvet imaging™

myvet table X500



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

Powered by  OSKO

 myvet imaging™

myvet table X500



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

Powered by  OSKO

 myvet imaging™

myvet table X500

Dimensiones



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.


Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

Powered by **OSKO**

myvet imaging™

myvet table i72w

Mesa radiográfica digital con altura variable



DETECTOR

Área de detección	17 x 17 in
Tipo de sensor	Amorphous Silicon with TFT
Centellador	Yoduro de Cesio (CsI)

GENERADOR

Modelo	X500
Máxima salida	32kW
Rango kV	40 - 125kV
Rango mA	10 - 400mA
Rango mAs	0.1 - 500mAs



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851

Powered by  OSKO

 myvet imaging™



 [linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)

 [pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)

 [facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)

 [instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)

 [youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)

 777 388 4289

 56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369