

handy

by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

handy
by **HERGOM**

 handy

by  **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



MD | MDC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  **HERGOM**

Tanque de oxígeno 425 LTS (MD | MDC)

Tanque para oxígeno con capacidad de 425 lts

Dos Opciones:

- MD - Sin Oxígeno
- MDC - Con Oxígeno

Características:

- Cilindro de aluminio
- Ligero y práctico



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
MD	MDC	425	7 hrs	3 hrs 30 min	2 hrs 15 min	1 hr 30 min	1 hr 15 min	1 hr 10 min	1hr	50 min	45 min	40 min

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 425 LTS (MD | MDC)



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT MD|MDC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 425 LTS (KIT-MD | KIT-MDC).

- Tanque para oxígeno con capacidad de 425 lts
- Equipo para oxigenoterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, cánulas nasales, bolsa porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-MD) y con oxígeno (KIT-MDC).



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
KIT-MD	KIT-MDC	425	7 hrs	3 hrs 30 min	2 hrs 15 min	1 hr 30 min	1 hr 15 min	1 hr 10 min	1hr	50 min	45 min	40 min

Nota: Tiempos aproximados; para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tanque de oxígeno 425 LTS (KIT-MD | KIT-MDC).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by MEDIKROM

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



ME | MEC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 680 LTS (ME | MEC).

Tanque para oxígeno con capacidad de 680 lts

Dos Opciones:

- ME - Sin Oxígeno
- MEC - Con Oxígeno

Características:

- Cilindro de aluminio
- Ligero y practico



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
ME	MEC	680	11 hrs 20 min	5 hrs 40 min	3 hrs 45 min	2 hrs 50 min	1 hr 55 min	1 hr 45 min	1 hr 35 min	1 hr 25 min	1 hr 15 min	1 hr

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 680 LTS (ME | MEC).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

 MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT-ME | KIT-MEC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 680 LTS (KIT-ME | KIT-MEC).

- Tanque para oxígeno con capacidad de 680 lts.
- Equipo para oxigenoterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso humidificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-ME) y con oxígeno (KIT-MEC).



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
KIT-ME	KIT-MEC	680	11 hrs 20 min	5 hrs 40 min	3 hrs 45 min	2 hrs 50 min	1 hr 55 min	1 hr 45 min	1 hr 35 min	1 hr 25 min	1 hr 15 min	1 hr

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



Tanque de oxígeno 680 LTS (KIT-ME | KIT-MEC).



 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

 MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



M60 | M60

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 1699 LTS (M60 | M60C).

Tanque para oxígeno con capacidad de 1699 lts

Dos Opciones:

- M60 - Sin Oxígeno
- M60C - Con Oxígeno

Características:

- Cilindro de aluminio
- Ligero y práctico



Tanque de oxígeno 1699 LTS (M60 | M60C).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERGOM

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT-M60 | KIT-M60C

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 1699 LTS (KIT-M60 | KIT-M60C).

Kit tanque de oxígeno con capacidad de 1699 lts. Incluye: regulador, puntas nasales, vaso humificador, carro porta tanque.

Dos Opciones:

- KIT-M60: Sin Oxígeno
- KIT-M60C: Con Oxígeno

Características:

- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Calidad 100% certificada.
- Regulador desmontable.
- Equipo para oxigenoterapia.
- Muy ligero y práctico.
- Cilindro de aluminio.
- Alta seguridad en dispositivos.
- Cánulas nasales.
- Vaso humificador.
- COX2.
- Carro porta tanque de oxígeno.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM

Tanque de oxígeno 1699 LTS (KIT-M60 | KIT-M60C).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

 MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



M90 | M90C

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 2549 LTS (M90 | M90C).

Tanque para oxígeno con capacidad de 2549 lts

Dos Opciones:

- M90 - Sin Oxígeno
- M90C - Con Oxígeno

Características:

- Cilindro de aluminio
- Ligero y práctico



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
M90	M90C	2549	42 hrs 25 min	21 hrs	14 hrs	10hrs 30 min	8 hrs 30 min	7 hrs	6 hrs	5 hrs 15 min	4 hrs 30 min	4 hrs 15 min

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 2549 LTS (M90 | M90C).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT-M90 | KIT-M90C

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 2549 LTS (KIT-M90 | KIT-M90C).

Kit tanque de oxígeno con capacidad de 2549 lts. Incluye: regulador, puntas nasales, vaso humificador, carro porta tanque.

Dos Opciones:

- KIT-M90: Sin Oxígeno
- KIT-M90C: Con Oxígeno

Características:

- Calidad 100% certificada.
- Regulador desmontable.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Equipo para oxigenoterapia.
- Muy ligero y práctico.
- Cilindro de aluminio.
- Alta seguridad en dispositivos.
- Cánulas nasales.
- Vaso humificador.
- COX2.
- Carro porta tanque de oxígeno.



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
KIT-M90	KIT-M90C	2549	42 hrs 25 min	21 hrs	14 hrs	10hrs 30 min	8 hrs 30 min	7 hrs	6 hrs	5 hrs 15 min	4 hrs 30 min	4 hrs 15 min

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 2549 LTS (KIT-M90 | KIT-M90C).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369