

 handy

by  HERGOM<sup>®</sup>  
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



MD | MDC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy  
by  HERGOM

## Tanque de oxígeno 425 LTS (MD | MDC)

Tanque para oxígeno con capacidad de 425 lts

*Dos Opciones:*

- MD - Sin Oxígeno
- MDC - Con Oxígeno

*Características:*

- Cilindro de aluminio
- Ligero y practico



**Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.**

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
MD	MDC	425	7 hrs	3 hrs 30 min	2 hrs 15 min	1 hr 30 min	1 hr 15 min	1 hr 10 min	1hr	50 min	45 min	40 min

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

### **MEDIKROM S.A. DE C.V.**

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



# Tanque de oxígeno 425 LTS (MD | MDC)



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

## MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERBOM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369