

 **handy**

by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT MD|MDC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 **handy**
by **HERGOM**

Tanque de oxígeno 425 LTS (KIT-MD | KIT-MDC).

- Tanque para oxígeno con capacidad de 425 lts
- Equipo para oxigenoterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, cánulas nasales, bolsa porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-MD) y con oxígeno (KIT-MDC).



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
KIT-MD	KIT-MDC	425	7 hrs	3 hrs 30 min	2 hrs 15 min	1 hr 30 min	1 hr 15 min	1 hr 10 min	1hr	50 min	45 min	40 min

Nota: Tiempos aproximados; para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 425 LTS (KIT-MD | KIT-MDC).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by MEDIKROM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369