

 handy

by  HERGOM  
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



ME | MEC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy  
by  HERGOM

## Tanque de oxígeno 680 LTS (ME | MEC).

Tanque para oxígeno con capacidad de 680 lts

*Dos Opciones:*

- ME - Sin Oxígeno
- MEC - Con Oxígeno

*Características:*

- Cilindro de aluminio
- Ligero y práctico



**Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.**

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
ME	MEC	680	11 hrs 20 min	5 hrs 40 min	3 hrs 45 min	2 hrs 50 min	1 hr 55 min	1 hr 45 min	1 hr 35 min	1 hr 25 min	1 hr 15 min	1 hr

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 680 LTS (ME | MEC).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

**MEDIKROM S.A. DE C.V.**

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla  
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360  
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx  
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERGOM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037  
55 1680 8851 | 777 145 3369