

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

 MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT-ME | KIT-MEC

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 680 LTS (KIT-ME | KIT-MEC).

- Tanque para oxígeno con capacidad de 680 lts.
- Equipo para oxigenoterapia.
- El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso humidificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Alta seguridad con dispositivos.
- Regulador desmontable.
- Muy ligero y práctico.
- Calidad 100 % certificada.
- Disponible sin oxígeno (KIT-ME) y con oxígeno (KIT-MEC).



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
KIT-ME	KIT-MEC	680	11 hrs 20 min	5 hrs 40 min	3 hrs 45 min	2 hrs 50 min	1 hr 55 min	1 hr 45 min	1 hr 35 min	1 hr 25 min	1 hr 15 min	1 hr

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM

Tanque de oxígeno 680 LTS (KIT-ME | KIT-MEC).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by MEDIKROM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369