

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

 MEDIKROM
SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



M90 | M90C

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 2549 LTS (M90 | M90C).

Tanque para oxígeno con capacidad de 2549 lts

Dos Opciones:

- M90 - Sin Oxígeno
- M90C - Con Oxígeno

Características:

- Cilindro de aluminio
- Ligero y práctico



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
M90	M90C	2549	42 hrs 25 min	21 hrs	14 hrs	10hrs 30 min	8 hrs 30 min	7 hrs	6 hrs	5 hrs 15 min	4 hrs 30 min	4 hrs 15 min

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 2549 LTS (M90 | M90C).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369