

 handy

by  HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS



KIT-M90 | KIT-M90C

Línea: Rehabilitación | Tanques de Oxígeno

 handy
by  HERGOM

Tanque de oxígeno 2549 LTS (KIT-M90 | KIT-M90C).

Kit tanque de oxígeno con capacidad de 2549 lts. Incluye: regulador, puntas nasales, vaso humificador, carro porta tanque.

Dos Opciones:

- KIT-M90: Sin Oxígeno
- KIT-M90C: Con Oxígeno

Características:

- Calidad 100% certificada.
- Regulador desmontable.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro.
- Equipo para oxigenoterapia.
- Muy ligero y práctico.
- Cilindro de aluminio.
- Alta seguridad en dispositivos.
- Cánulas nasales.
- Vaso humificador.
- COX2.
- Carro porta tanque de oxígeno.



Tabla de rendimientos de oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito.

Productos		Capacidad Lts.	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
KIT-M90	KIT-M90C	2549	42 hrs 25 min	21 hrs	14 hrs	10hrs 30 min	8 hrs 30 min	7 hrs	6 hrs	5 hrs 15 min	4 hrs 30 min	4 hrs 15 min

Nota: Para determinar la duración del tanque, es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

Tanque de oxígeno 2549 LTS (KIT-M90 | KIT-M90C).



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369