

PUNTAS NAALES | CANULA NASAL

Línea: Rehabilitación | Oxígeno


Cánulas nasales | Puntas nasales: Adulto, Pediátrico, Neonatal

La cánula nasal de oxígeno es un dispositivo médico diseñado para brindar oxígeno suplementario a los pacientes en forma no invasiva , mejorando su oxigenación. Permite al paciente mantener un flujo normal de oxígeno. Útil en ambulancias, hospitales, consultorios, clínicas, centros de salud.


Tipo: Cánula de oxígeno.

Material: Policloruro de Vinilo (PVC).

Tamaño: 2.55 m



Cánulas nasales | Puntas nasales: Adulto, Pediátrico, Neonatal



SOLUCIONES EN INSUMOS MEDICOS

MEDIKROM S.A. DE C.V.

Calle Ocote # 18, Colonia Huayutla
Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10360
www.medikrom.mx | ventas@medikrom.mx
56 2674 0020 | 777 388 4289 | 55 1680 8851



by HERSOM



[linkedin.com/company/medikrom/](https://www.linkedin.com/company/medikrom/)



[pinterest.com/medikrom](https://www.pinterest.com/medikrom)



[facebook.com/medikrom](https://www.facebook.com/medikrom)



[instagram.com/medikrom10](https://www.instagram.com/medikrom10)



[youtube.com/@Medikrom](https://www.youtube.com/@Medikrom)



777 388 4289



56 2674 0020 | 777 533 5037
55 1680 8851 | 777 145 3369